

Veraview iX Periapikal Röntgen

Kompakt tasarım
Üst düzey görüntü kalitesi



- *Kompakt kafa yapısı sayesinde kolay konumlama
- *Focal nokta konumlaması için LED ışıklı rehber
- *Küçük kontrol paneli sayesinde dar hacimli mekanlara bile kolaylıkla kurulabilme imkanı
- *Sabit DC akım sayesinde hasta güvenliği
- *Açıklayıcı grafikler ve kolay kullanımı led düğmeler
- *Film ve dijital RVG uyumlu, bu modlar arası kolay geçiş



Konumlama Özellikleri:

- Hafif tüpü ve kısa koni yapısı sayesinde kolayca konumlandırılabilir.
- Şeffaf konisi sayesinde konum doğrulanabilir.
- LED ışık rehberi ile ideal odak belirlenebilir. İki ışığın kesiştiği yer en uygun odak noktasıdır.
- Kaliteli mekanik kolları ve eklemeleri fazla kuvvet uygulamadan rahatlıkla hareket ettirilip ayarlanabilir.

Ayarlama Özellikleri:

- Analog film ve dijital RVG modları arasında kolaylıkla geçiş yapılabilir.
- Ayarlar hem dijital hem de film modu için ayrı süre seçenekleri şeklinde hafızaya alınabilir.

Hasta ve Kullanıcı Güvenliği:

- Sabit doğru akım (DC) voltaj sayesinde hasta güvenliği sunar.
- Sabit voltaj ile hastanın absorbe ettiği zayıf x-ışını minimize edilir, bu sayede radyasyon yumuşak dokuda kalmaz.
- Tüp voltajı 60 veya 70 kV olarak ayarlanabilir.
- Şutlama düzeneğini oda dışına kurma opsiyonu bulunur.



Kolay anlaşılır simgeleri olan LED düğmeler ile mevcut seçim görsel olarak kontrol panelinden izlenebilir.

Küçük kontrol paneli sayesinde dar hacimli mekanlara bile kolaylıkla kurulabilir.

Teknik Özellikler:

Model: Veraview iX
Enerji: 100-120/220-240 VAC
Tüp voltajı: 60/70kV
Tüp akımı: 7mA
Çekim süresi: 10ms 2 sn arası
Ağırlık: 23 kg.