



DK50 6x4VRT/M

For central air distribution
 Pour la distribution d'air centralisée
 Para distribución centralizada del aire



DK50 9x4VRT/M

For central air distribution
 Pour la distribution d'air centralisée
 Para distribución centralizada del aire



Accessories/ Accessoires/ Accesorios: **BOX** **FS** **REG** **CI**

	DK50 6x4VRT/M	DK50 6x4VRTS/M
	24+	24+
DRYER	✓	✓
BOX	-	✓
(6-8bar)	1560 l.min ⁻¹ / 6bar	1560 l.min ⁻¹ / 6bar
(8-10bar)	1315 l.min ⁻¹ / 8bar	1315 l.min ⁻¹ / 8bar
S1-S3	S1 - 100%	S1 - 100%
	≤ 83 dB(A)	≤ 72 dB(A)

* Number of units depends on air demand of each unit.
 * Le nombre d'unités dépend de la demande en air de chaque unité.
 * El número de unidades depende de la demanda de aire de cada unidad.

Accessories/ Accessoires/ Accesorios: **BOX** **FS** **REG** **CI**

	DK50 9x4VRT/M	DK50 9x4VRTS/M
	36+	36+
DRYER	✓	✓
BOX	-	✓
(6-8bar)	2380 l.min ⁻¹ / 6bar	2380 l.min ⁻¹ / 6bar
(8-10bar)	1780 l.min ⁻¹ / 8bar	1780 l.min ⁻¹ / 8bar
S1-S3	S1 - 100%	S1 - 100%
	≤ 85 dB(A)	≤ 74 dB(A)

* Number of units depends on air demand of each unit.
 * Le nombre d'unités dépend de la demande en air de chaque unité.
 * El número de unidades depende de la demanda de aire de cada unidad.